

Інструкція для пацієнта по використанню мобільного додатку.

Додаткові відео інструкції та посилання на них, ви зможете знайти в кінці цього файлу.

Використання Мобільних персональних пристроїв для роботи з додатком для реабілітації RGS.

Для початку пацієнту потрібно завантажити додаток з офіційних репозитаріїв.


Для пристроїв що використовують платформу Android

<https://apps.apple.com/ua/app/rgsapp/id1511526279?l=uk>


Для пристроїв що використовують платформу IOS

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eodyne.rgsapp>

Після завантаження додатку на вашому мобільному пристрої з'явився ярлик RGS.



Після запуску додатку система пропонує ввести логін і пароль



RGSapp
Rehabilitation Gaming System
v3.1.120

Користувач

Пароль


Логін

eodyne

+info

Пацієнт повинен ввести дані (логін і пароль) що йому надає лікар.

Після входу система пропонує налаштувати додаток для вас. Тиснемо Продовжити




Привіт! Я **тренер RGSapp**. Я тут,
щоб керувати тобою та
мотивувати тебе під час твоєї
тренувальної рутини.

Продовжити



Налаштувати гучність пристрою та натиснути Продовжити




Не забудь **увімкнути та підняти гучність** пристрою, кожного разу, коли користуєшся RGSapp.

Продовжити



Вкажіть Ім'я за яким система буде звернутися до вас.




Яке твоє ім'я, або як бажаєш, щоб я зверталася до тебе?

Продовжити



Вкажіть зручний час для виконання вправ з реабілітації



Коли для тебе **ідеальний час** для щоденного тренування?


Ранок	▼
-------	---

10h - 12h	▼
-----------	---

Продовжити



Виконайте завдання від помічника системи



Прочитай повідомлення, які з'являються на екрані, а потім торкнись їх, щоб зникли.


Продовжити



Налаштування завершене для того щоби почати натисніть кнопку Почати



Назад



Чудово, **Alex**! Почнемо
тренування з RGSapp.

Почати



Пацієнт потрапив у власний кабінет де є інформація щодо його активностей. Пацієнт ознайомився та натискає кнопку Продовжити.



Давайте почнемо і зробимо це!

Дні тренувалися



ТИЖНЕВИЙ ПІДСУМОК

Сеанси



0/15

Оцінка



0

Продовжити

Система проводить опитування пацієнта про його самопочуття і фіксує відповіді в статистичний дашборд. Пацієнт вводить дані та натискає Продовжити.



Як почуваєшся?



сумний



щаслива



з болем



без болю



Втомилася



з енергією

Продовжити



Система проводить опитування пацієнта з приводу скільки вправ він може зробити сьогодні. Після вибору натискаємо Продовжити.



Твій терапевт призначив для тебе
15 активностей на сьогодні.

Скільки активностей ти
зобов'язуєшся зробити? Пам'ятай,
що ти можеш повторити ті, які
хочеш.

1




18



Продовжити

Після опитувальника пацієнт потрапляє до свого персонального кабінету і може використовувати додаток для виконання реабілітаційних вправ.



Для запуску вправи потрібно торкнутися логотипу потрібної вправи і виконувати інструкції віртуального помічника.

Також ви можете переглянути відео інструкції за цими посиланнями:

- Мобільний додаток для пацієнта:

<https://youtu.be/0fWmzo-zR7U>

<https://youtu.be/a7garqIa6tY>

- Веб-кабінет пацієнта

<https://youtu.be/nzlumlw1h1I>